

neodisher[®] MA

Mildt alkalisk rengøringsmiddel i pulverform til brug i specialvaskemaskiner



Dette datablad er ikke gældende i Italien og Norge.

Vigtigste anvendelsesområder:

Maskinel rengøring af kirurgiske instrumenter, anæstesi-utensilier, operationssko, sutteflasker og andet medikoteknisk udstyr på hospitaler. Endvidere velegnet til rengøring af laboratorieglassvarer på farmaceutiske, biologiske og kemiske laboratorier.

Egenskaber:

neodisher MA er et mildt alkalisk rengøringsmiddel med skumdæmpende egenskaber. Det rengør alle typer af overflader for blod, næringssubstrater, rester af babymad og kemikalier.

Med neodisher MA opnås en stor grad af materialebeskyttelse, og det egner sig til praktisk talt alle materialer inden for de nævnte områder, fx til glas, rustfrit stål, instrumentstål, rent aluminium, aluminium-magnesium-legeringer, forchromede overflader, de fleste plaststoffer samt materialer anvendt til fremstilling af anæstesi-utensilier. I forbindelse med anodiserede genstande, så hæmmes blødt vands aggressivitet over for det anodiserede lag. Gradueringer beskyttes således specielt. neodisher MA kan anvendes med vand af alle hårdhedsgrader.

Anvendelse og dosering:

Anvendelse i specialvaskemaskiner:
1 - 4 g/l med hensigtsmæssigt doseringsudstyr eller manuel dosering.

Afvaskning af blod, serum, spyt og vævsrester:

Rengøring: neodisher MA, 3 g/l, 60 - 95 °C

Neutralisering: neodisher Z, 1 - 2 ml/l

Skylles efterfølgende med deioniseret vand, hvis pletter ønskes undgået.

Ved behandling af kirurgiske instrumenter anbefales det at beskytte disses overflade ved at tilsætte 1 - 2 ml/l af plejemidlet *neodisher IP Konz* til sidste hold skyllevand. Dette bør også anvendes, når instrumenternes bevægelige led efterfølgende sprayes med specialolie.

Afvaskning af mælk samt rester af babymad og mos:

Rengøring: neodisher MA, 3 g/l, 70 - 95 °C

Neutralisering: neodisher Z, 1 ml/l

Afvaskning af næringssubstrater, reagenser, blod og serum:

Rengøring: neodisher MA, 3 g/l,

Neutralisering: neodisher Z, 1 - 2 ml/l

Skylles efterfølgende med deioniseret vand, hvis pletter ønskes undgået.

Næringssubstrater bør fjernes før afvaskning. Observeres vanskeligheder i forbindelse med afvaskning af farvestoffer, såsom gentian violet, så kan neodisher N tilsættes til forvasken. Alternativt anvendes neodisher GK.

Efter rengøring afskylles neodisher MA grundigt.

Bland ikke med andre produkter.

Kun til professionel anvendelse.

Ved anvendelse af et weigomatic[®] doseringssystem får du altid en nøjagtig, sikker og økonomisk dosering. Dr. Weigert er et specialiseret firma, som arbejder i overensstemmelse med WHG (Wasserhaushaltsgesetz, Tyskland). Dr. Weigert konstruerer, installerer og vedligeholder centrale og enkeltstående doseringsenheder, så de passer til de aktuelle forhold.

Rens doseringssystemet inkl. slange med vand før skift af produkt.



Dorte Egelund
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.



neodisher[®] MA

Mildt alkalisk rengøringsmiddel i pulverform
til brug i specialvaskemaskiner



Dette datablad er ikke gældende i Italien og Norge.

Tekniske data:	Produktregistreringskode: PR-NR: 334845 Vægtfylde: 915 - 965 g/l pH-område (1 - 4 g/l, bestemt i deioniseret vand ved 20 °C): 11,5 - 12,1 Titreringsfaktor: 0,44 (iflg. neodisher titreringsmetode)
Indholdsstoffer:	Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004/EF ang. vaske- og rengøringsmidler: < 5 % non-ioniske tensider > 30 % phosphater
CE-mærkning:	neodisher MA opfylder kravene for medicinsk udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EF.
Opbevaring:	Hold beholderen tæt tillukket. Produktet er følsomt over for fugtighed. 2 års holdbarhed ved anbefalet opbevaring.
Advarsler og sikkerhedsanvisninger:	Klassifikation og mærkning af det leverede koncentrat er i henhold til EU-direktiv 1999/45/EF ang. klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. Faresymbol: C - Ætsende. Indeholder: Dinatriummetasilicat. Risikosætninger: R 34 - Ætsningsfare. R 37 - Irriterer åndedrætsorganerne. Sikkerhedssætninger: S 26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S 27 - Tilsmudset tøj tages straks af. S 28 - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/beskyttelseskærm. S 45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatablad for bortskaffelse af produktrester. For yderligere information ang. sikkerhed henvises til sikkerhedsdatablad. Dette kan fx ses på www.drweigert.de under "Service".

MB 4107 DK/2-2



Dorte Egelund
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.

